

ちつきょう
腔鏡

Vaginal Speculum

腔内に挿入して腔壁を広げ、腔腔深部と子宮頸部を露出させることにより検査、診察あるいは治療を可能にする器具。


アトムステンレス・クスコー腔鏡

Atom Cusco Vaginal Speculum, Stainless Steel




軽くてキズがつきにくい、豊富なラインアップのステンレス・クスコー腔鏡。

レギュラーサイズ



製品コード	識別番号	サイズ	弁		
			幅	厚さ	長さ
17700	GY001/01	LL	35mm	22mm	120mm
17701	GY001/02	L	31mm	19mm	116mm
17702	GY001/03	M	29mm	19mm	107mm
17703	GY001/04	S	24mm	16mm	100mm
17704	GY001/05	SS	19mm	13mm	90mm
17705	GY001/06	SSS	14mm	10mm	80mm


ステンレス製



スリムサイズ

フラットタイプ M-Fサイズ


挿入時の疼痛を軽減するために、Mサイズの弁を扁平にしたフラットタイプ。




■ Mサイズ
■ M-Fサイズ

ロングタイプ SS-Lサイズ/SSS-Lサイズ

子宮腔部の視野を確保しやすいように、SSサイズやSSSサイズの弁を長くしたロングタイプ。



■ SSサイズ
■ SS-Lサイズ



■ SSSサイズ
■ SSS-Lサイズ



M-F




SS-L



SSS-L

製品コード	識別番号	サイズ	弁		
			幅	厚さ	長さ
17709	GY002/03	M-F	29mm	13mm	107mm
17707	GY001/08	SS-L	19mm	13mm	107mm
17706	GY001/07	SSS-L	14mm	10mm	100mm

ステンレス製



ちつきょう
腔鏡


Vaginal Speculum

腔内に挿入して腔壁を広げ、腔腔深部と子宮頸部を露出させることにより検査、診察あるいは治療を可能にする器具。

ちつきょう
クスコー腔鏡 黄銅製Crメッキ
 Cusco Vaginal Speculum, Chrome Plated




黄銅製のクスコー腔鏡。



製品コード	識別番号	サイズ	弁		
			幅	厚さ	長さ
18223	CM-5005	LL	36mm	22mm	121mm
18224		L	30mm	20mm	118mm
18225		M	28mm	20mm	108mm
18226		S	25mm	17mm	102mm
18227		SS	19mm	13mm	91mm
18228		SSS	14mm	10mm	81mm

黄銅製Crメッキ




さんじょくようちつきょう
アトム産褥用腔鏡
 Atom Vaginal Speculum for Puerperia



産褥用として作られた特別サイズの腔鏡。

製品コード	識別番号	弁		
		幅	厚さ	長さ
18266	GY001/09	47mm	31mm	114mm

ステンレス製




クスコー・ブラック腔鏡 コルポスコープ用
 Cusco Vaginal Speculum, Black



反射光を防ぐため表面をブラック仕上げしたコルポスコープ用腔鏡。

製品コード	識別番号	サイズ	弁		
			幅	厚さ	長さ
18229	GYCB001/02	L	31mm	19mm	116mm
18230	GYCB001/03	M	29mm	19mm	107mm
18231	GYCB001/04	S	24mm	16mm	100mm
18249	GYCB001/05	SS	19mm	13mm	90mm
18250	GYCB001/06	SSS	14mm	10mm	80mm

チタンコート



ちつきょう
腔鏡

Vaginal Speculum


腔内に挿入して腔壁を広げ、腔腔深部と子宮頸部を露出させることにより検査、診察あるいは治療を可能にする器具。

桜井ロング腔鏡

Sakurai Long Vaginal Speculum




2つの腔鏡を合わせた、子宮頸部の視野を広くサポートする腔鏡。



製品コード	サイズ	弁		
		幅	厚さ	長さ
17787	L	30mm	19mm	114mm
17788	M	30mm	17mm	107mm
17789	S	28mm	15mm	97mm

ステンレス製



桜井固定腔鏡

Sakurai Vaginal Speculum



クスコー腔鏡より幅が広く開き、ネジで固定することによって開口状態の維持が可能な自己保持腔鏡。

製品コード	サイズ	弁		
		幅	厚さ	長さ
18239	LL	45mm	20mm	98mm
18240	L	36mm	18mm	89mm
18241	M	33mm	17mm	82mm
18242	S	29mm	17mm	75mm

ステンレス製

桜井固定腔鏡 先段付

Sakurai Vaginal Speculum with Knob




上弁先端に一段高く膨らみを付け、恥骨結合部への固定を向上した桜井固定腔鏡。

製品コード	サイズ	弁		
		幅	厚さ	長さ
18243	LL	45mm	20mm	98mm
18244	L	36mm	18mm	89mm
18245	M	33mm	17mm	82mm
18246	S	29mm	17mm	75mm

ステンレス製

桜井産褥用腔鏡

Sakurai Vaginal Speculum for Puerperia



産褥用として作られた特別サイズの桜井固定腔鏡。

製品コード	弁		
	幅	厚さ	長さ
18247	45mm	22mm	119mm

ステンレス製

桜井固定ブラック腔鏡 コルポスコープ用

Sakurai Vaginal Speculum, Black



反射光を防ぐため表面をブラック仕上げしたコルポスコープ用桜井固定腔鏡。

製品コード	サイズ	弁		
		幅	厚さ	長さ
18258	L	36mm	18mm	89mm
18259	M	33mm	17mm	82mm
18260	S	29mm	17mm	75mm

黄銅製黒Crメッキ ステンレス鋼黒Crメッキ (Yアーム部)

腔鏡

Vaginal Speculum

腔内に挿入して腔壁を広げ、腔腔深部と子宮頸部を露出させることにより検査、診察あるいは治療を可能にする器具。



腔鏡

ワイスマン・グレイブス腔鏡 / コリン腔鏡

Weisman Graves Vaginal Speculum / Collin Vaginal Speculum



子宮マニピュレーターや経腔プローブの使用に有用な腔鏡。



ワイスマン・グレイブス腔鏡 右側開放型

製品コード	サイズ	弁		
		幅	厚さ	長さ
17915	L	36mm	18mm	127mm
17916	M	36mm	18mm	110mm
17917	S	21mm	15mm	84mm


ステンレス製



コリン腔鏡

製品コード	識別番号	サイズ	弁		
			幅	厚さ	長さ
17773	KB030/03	L	40mm	18mm	116mm
17774	KB030/02	M	35mm	17mm	106mm
17775	KB030/01	S	30mm	15mm	91mm

ステンレス製



[製品コード INDEX]

製品コード	品名	届出番号	販売名	製造販売元
17701	アトムステンレス・クスコー腔鏡 L	11B1X00002Y50007	アトムステンレス・クスコー腔鏡	アトムメディカル株式会社
17700	アトムステンレス・クスコー腔鏡 LL	11B1X00002Y50007	アトムステンレス・クスコー腔鏡	アトムメディカル株式会社
17702	アトムステンレス・クスコー腔鏡 M	11B1X00002Y50007	アトムステンレス・クスコー腔鏡	アトムメディカル株式会社
17709	アトムステンレス・クスコー腔鏡 M-F (フラット)	11B1X00002Y50007	アトムステンレス・クスコー腔鏡	アトムメディカル株式会社
17703	アトムステンレス・クスコー腔鏡 S	11B1X00002Y50007	アトムステンレス・クスコー腔鏡	アトムメディカル株式会社
17704	アトムステンレス・クスコー腔鏡 SS	11B1X00002Y50007	アトムステンレス・クスコー腔鏡	アトムメディカル株式会社
17707	アトムステンレス・クスコー腔鏡 SS-L (ロング)	11B1X00002Y50007	アトムステンレス・クスコー腔鏡	アトムメディカル株式会社
17705	アトムステンレス・クスコー腔鏡 SSS	11B1X00002Y50007	アトムステンレス・クスコー腔鏡	アトムメディカル株式会社
17706	アトムステンレス・クスコー腔鏡 SSS-L (ロング)	11B1X00002Y50007	アトムステンレス・クスコー腔鏡	アトムメディカル株式会社

腔鏡

製品コード	品名	届出番号	販売名	製造販売元
18224	クスコー腔鏡 L	11B1X00002Z50004	クスコー腔鏡	アトムメディカル株式会社
18223	クスコー腔鏡 LL	11B1X00002Z50004	クスコー腔鏡	アトムメディカル株式会社
18225	クスコー腔鏡 M	11B1X00002Z50004	クスコー腔鏡	アトムメディカル株式会社
18226	クスコー腔鏡 S	11B1X00002Z50004	クスコー腔鏡	アトムメディカル株式会社
18227	クスコー腔鏡 SS	11B1X00002Z50004	クスコー腔鏡	アトムメディカル株式会社
18228	クスコー腔鏡 SSS	11B1X00002Z50004	クスコー腔鏡	アトムメディカル株式会社
18266	アトム産褥用腔鏡	11B1X00002Y50013	アトム産褥用腔鏡	アトムメディカル株式会社
18229	クスコーブラック腔鏡 L	11B1X00002Y50014	クスコー・ブラック腔鏡	アトムメディカル株式会社
18230	クスコーブラック腔鏡 M	11B1X00002Y50014	クスコー・ブラック腔鏡	アトムメディカル株式会社
18231	クスコーブラック腔鏡 S	11B1X00002Y50014	クスコー・ブラック腔鏡	アトムメディカル株式会社
18249	クスコーブラック腔鏡 SS	11B1X00002Y50014	クスコー・ブラック腔鏡	アトムメディカル株式会社
18250	クスコーブラック腔鏡 SSS	11B1X00002Y50014	クスコー・ブラック腔鏡	アトムメディカル株式会社
17787	桜井ロング腔鏡 L	11B1X00002X50002	桜井ロング腔鏡	アトムメディカル株式会社
17788	桜井ロング腔鏡 M	11B1X00002X50002	桜井ロング腔鏡	アトムメディカル株式会社
17789	桜井ロング腔鏡 S	11B1X00002X50002	桜井ロング腔鏡	アトムメディカル株式会社
18240	桜井固定腔鏡 L	11B1X00002X50001	桜井固定腔鏡	アトムメディカル株式会社
18239	桜井固定腔鏡 LL	11B1X00002X50001	桜井固定腔鏡	アトムメディカル株式会社
18241	桜井固定腔鏡 M	11B1X00002X50001	桜井固定腔鏡	アトムメディカル株式会社
18242	桜井固定腔鏡 S	11B1X00002X50001	桜井固定腔鏡	アトムメディカル株式会社
18244	桜井固定腔鏡 先段付 /L	11B1X00002X50001	桜井固定腔鏡	アトムメディカル株式会社
18243	桜井固定腔鏡 先段付 /LL	11B1X00002X50001	桜井固定腔鏡	アトムメディカル株式会社
18245	桜井固定腔鏡 先段付 /M	11B1X00002X50001	桜井固定腔鏡	アトムメディカル株式会社
18246	桜井固定腔鏡 先段付 /S	11B1X00002X50001	桜井固定腔鏡	アトムメディカル株式会社
18247	桜井産褥用腔鏡	11B1X00002Z50008	桜井産褥用腔鏡	アトムメディカル株式会社
18258	桜井固定ブラック腔鏡 L	11B1X00002Z50007	桜井固定ブラック腔鏡	アトムメディカル株式会社
18259	桜井固定ブラック腔鏡 M	11B1X00002Z50007	桜井固定ブラック腔鏡	アトムメディカル株式会社
18260	桜井固定ブラック腔鏡 S	11B1X00002Z50007	桜井固定ブラック腔鏡	アトムメディカル株式会社
17915	ワイスマン・グレース腔鏡 右側開放型 L	11B1X00002Y50024	ワイスマン・グレース腔鏡	アトムメディカル株式会社
17916	ワイスマン・グレース腔鏡 右側開放型 M	11B1X00002Y50024	ワイスマン・グレース腔鏡	アトムメディカル株式会社
17917	ワイスマン・グレース腔鏡 右側開放型 S	11B1X00002Y50024	ワイスマン・グレース腔鏡	アトムメディカル株式会社
17773	コリン腔鏡 L	11B1X00002Y50006	コリン腔鏡	アトムメディカル株式会社
17774	コリン腔鏡 M	11B1X00002Y50006	コリン腔鏡	アトムメディカル株式会社
17775	コリン腔鏡 S	11B1X00002Y50006	コリン腔鏡	アトムメディカル株式会社