

# 子宮消息子

## Uterine Probe

### 子宮消息子

Uterine Probe



18275

製品コード	全長
18275	30cm

先端部:銀製 柄:銅製 把手:ステンレス製

- 先端7cmから15cmまで1cmごとに目盛りが付けてあります。

### 子宮消息子

高齢者診断用

Uterine Probe



18895

製品コード	全長
18895	25.5cm

先端部:銀製 柄:銅製 把手:ステンレス製

- 先端から7cmのところ目盛りが付けてあります。
- 柄が細いので萎縮により狭小化した子宮頸管への挿入に有用です。

# 子宮捲綿子

## Uterine Applicator

### 子宮捲綿子

Uterine Applicator



1/2

CM-5106

製品コード	カタログ番号	全長
18276	CM-5106	27.5cm

黄銅製Crメッキ

### 子宮捲綿子

Uterine Applicator

柳葉状

スメヤ採取用



1/2

CM-5107

製品コード	カタログ番号	全長
18277	CM-5107	24.5cm

ステンレス製

- 綿巻部の特殊加工により、巻綿が解けにくく、スメヤ採取に有用です。また、巻綿除去がしやすい構造です。