


生検器具


Biopsy Instruments

回転式アトム試験的切除鉗子

Atom Rotating Biopsy Punch



「組織が採取しづらい」を解決する回転・交換式の試験的切除鉗子。



●先端だけを回転させることができるので、手首などを回さなくても組織を採取しやすい方向に調節することができます。

選べる7種類の刃先

MO チップ



実物大

ストレート



MO チップ付/ストレート/ 15cm

アップ



MO チップ付/アップ/ 15cm

ダウン



MO チップ付/ダウン/ 15cm

MI チップ



実物大

ストレート



MI チップ付/ストレート/ 15cm

アップ



MI チップ付/アップ/ 15cm

ダウン



MI チップ付/ダウン/ 15cm

癌研型チップ



実物大




癌研型チップ付/ストレート/ 18cm

回転式 アトム試験的切除鉗子

製品コード	カタログ番号	先端形状	先端向き	チップ長
17900	TSI-MOS	MOチップ	ストレート	15cm
17901	TSI-MOU		アップ	
17902	TSI-MOD		ダウン	
17903	TSI-MIS	MIチップ	ストレート	
17904	TSI-MIU		アップ	
17905	TSI-MID		ダウン	
17906	TSI-GAN	癌研型チップ	ストレート	18cm

ステンレス製



切除鉗子ハンドル

製品コード	カタログ番号
17907	TSI-HND

ステンレス製

交換用チップ (TSI-HND)

製品コード	カタログ番号	用途	先端形状	先端向き
17908	TSI-TMOS	TSI-MOS用	MOチップ	ストレート
17909	TSI-TMOU	TSI-MOU用		アップ
17910	TSI-TMOD	TSI-MOD用		ダウン
17911	TSI-TMIS	TSI-MIS用	MIチップ	ストレート
17912	TSI-TMIU	TSI-MIU用		アップ
17913	TSI-TMID	TSI-MID用		ダウン
17914	TSI-TGAN	TSI-GAN用	癌研型チップ	ストレート

ステンレス製

- TSI-HNDおよびTSI-HND用交換チップは販売終了となりました。現行のTSI-HNDおよびTSI-HND用交換チップとは互換性がありません。ご注文の際はご注意ください。

生検器具


Biopsy Instruments

アトム試験的切除鉗子 **A型MOチップ付**


Atom Biopsy Punch, A-Type



実物大



長さ



製品コード	カタログ番号	長さ
17856	TS-817MO	15.5cm

ステンレス製


- 扁平状で最も多用される普遍的タイプです。

アトム試験的切除鉗子 **B型**

Atom Biopsy Punch, B-Type



実物大



長さ



製品コード	カタログ番号	長さ
17858	TS-818N	13cm

ステンレス製


- 上向きで外子宮口試験切除に好適です。

アトム試験的切除鉗子 C型MIチップ付

Atom Biopsy Punch, C-Type



実物大



製品コード	カタログ番号	長さ
17860	TS-819MI	14.5cm

ステンレス製

C型交換用MIチップ


製品コード	カタログ番号	用途
17863	TS-819TMI	アトム試験的切除鉗子C型用

アトム試験的切除鉗子 癌研型

Atom Biopsy Punch, CR-Type



実物大



製品コード	カタログ番号	長さ
17864	TS-820	19.5cm

ステンレス製

生検器具

Biopsy Instruments

ティシュラー生検鉗子 回転式

Tischler Biopsy Punch



GY360/10

製品コード	カタログ番号	長さ
19001	GY360/10	25cm

ステンレス製

ケボルキャン生検鉗子 回転式

Kevorkian Biopsy Punch



GY360/20

製品コード	カタログ番号	長さ
19002	GY360/20	25cm

ステンレス製

タウンゼンド生検鉗子 回転式

Townsend Biopsy Punch



GY360/40

製品コード	カタログ番号	長さ
19003	GY360/40	25cm

ステンレス製



KB360/10

交換用チップ

製品コード	カタログ番号	先端形状	長さ
19004	KB360/10	ティシュラー	25cm
19005	KB360/20	ケボルキャン	25cm
19006	KB360/40	タウンゼンド	25cm

ステンレス製


生検鉗子ハンドル

製品コード	カタログ番号	タイプ
19007	KB360/00	ティシュラー/ケボルキャン/タウンゼンド共通

ステンレス製

ケボルキャン生検鉗子

Kevorkian Biopsy Punch




実物大

KB345/23

製品コード	カタログ番号	長さ
19000	KB345/23	22.5cm

ステンレス製



ケボルキャン・キューレット


Kevorkian Curette

ライヘルシャルド生検鋭匙

Reicherschald Biopsy Curette

ゾンデーキューレット

Biopsy Curette



製品コード	カタログ番号	先端部	全長
19008	KB304/30	脱落防止タイプ	30cm
19009	KB305/30	—	

ステンレス製

製品コード	カタログ番号	全長
18121	CM-5285	27cm

刃先：ステンレス製Crメッキ 柄：銅製Crメッキ 把手：黄銅製Crメッキ

●先端から6cmのところから15cmまで
1cmごとに目盛りが付けてあります。

製品コード	カタログ番号	全長
18137	CM-5283	27cm

刃先：ステンレス製Crメッキ 柄：銅製Crメッキ 把手：真鍮製Crメッキ

●先端から6cmのところから15cmまで
1cmごとに目盛りが付けてあります。