


生検器具


Biopsy Instruments

回転式アトム試験的切除鉗子

Atom Rotating Biopsy Punch



「組織が採取しづらい」を解決する回転・交換式の試験的切除鉗子。



●先端だけを回転させることができるので、手首などを回さなくても組織を採取しやすい方向に調節することができます。

選べる7種類の刃先

MO チップ



実物大

ストレート



MO チップ付/ストレート/ 150mm

アップ



MO チップ付/アップ/ 150mm

ダウン



MO チップ付/ダウン/ 150mm

MI チップ



実物大

ストレート



MI チップ付/ストレート/ 150mm

アップ



MI チップ付/アップ/ 150mm

ダウン



MI チップ付/ダウン/ 150mm


癌研型チップ



実物大



癌研型チップ付/ストレート/ 180mm



回転式 アトム試験的切除鉗子

製品コード	カタログ番号	先端形状	先端向き	チップ長
17900	TSI-MOS	MOチップ	ストレート	150mm
17901	TSI-MOU		アップ	
17902	TSI-MOD		ダウン	
17903	TSI-MIS	MIチップ	ストレート	
17904	TSI-MIU		アップ	
17905	TSI-MID		ダウン	
17906	TSI-GAN	癌研型チップ	ストレート	180mm

ステンレス鋼

生検器具



Biopsy Instruments

アトム試験的切除鉗子 **A型MOチップ付**

Atom Biopsy Punch, A-Type



実物大



製品コード	カタログ番号	長さ
17856	TS-817MO	155mm

ステンレス鋼


●扁平状で最も多用される普遍的タイプです。

アトム試験的切除鉗子 **B型**

Atom Biopsy Punch, B-Type



実物大



製品コード	カタログ番号	長さ
17858	TS-818N	130mm

ステンレス鋼


●上向きで外子宮口試験切除に好適です。

アトム試験的切除鉗子 C型MIチップ付

Atom Biopsy Punch, C-Type



実物大



製品コード	カタログ番号	長さ
17860	TS-819MI	145mm


ステンレス鋼

アトム試験的切除鉗子 癌研型

Atom Biopsy Punch, CR-Type



実物大



製品コード	カタログ番号	長さ
17864	TS-820	195mm


ステンレス鋼

生検器具

Biopsy Instruments

アトム生検鉗子 L7・L4

ATOM Biopsy Punch L7・L4



L7

組織片



L4

組織片



製品コード	型式	長さ
19010	L7	230mm
19011	L4	230mm

ステンレス鋼

交換用チップ


[コード] 19012	アトム生検鉗子	交換チップL7
[コード] 19013	アトム生検鉗子	交換チップL4

ステンレス鋼

ケボルキャン・キューレット
Kevorkian Curette

ライヘルシャルド生検鋭匙
Reicherschald Biopsy Curette

ゾンデーキューレット
Biopsy Curette




KB304/30

KB305/30



CM-5285



CM-5283

製品コード	カタログ番号	先端部	全長
19008	KB304/30	脱落防止タイプ	300mm
19009	KB305/30	—	

ステンレス鋼

製品コード	カタログ番号	全長
18121	CM-5285	270mm

刃先: ステンレス鋼 (Crメッキ) 柄: 鋼製 (Crメッキ) 把手: 黄銅 (Crメッキ)

●先端から60mmのところから150mmまで10mmごとに目盛りが付けてあります。

製品コード	カタログ番号	全長
18137	CM-5283	270mm

刃先: ステンレス鋼 柄: 鋼製 (Crメッキ) 把手: ステンレス鋼 (Crメッキ)

●先端から60mmのところから150mmまで10mmごとに目盛りが付けてあります。