

子宮腔部鉗子

Portio Vaginalis Uteri Forceps

塚原腔部鉗子 ネジ止


Tsukahara Uterine Forceps

腔部弯曲鉗子


4×5爪

BOX-LOCK

Uterine Forceps with Curve



18313



KB805/26

製品コード	先幅	全長
18313	9mm	26cm

ステンレス製


製品コード	カタログ番号	先幅	全長
19213	KB805/26	6.5mm	26cm

ステンレス製

KS 腔部弯曲鉗子 5×6爪 BOX-LOCK

KS Uterine Forceps with Curve

後腔円蓋を把持し無用な出血を防ぐ、閉経した患者に有用な腔部鉗子です。



GY100/26

組織の損傷を抑える把持部


- 把持部の山と谷を細かくすることで、組織の損傷を抑え無用な出血を防ぎます。

スリムな先端部

- 後腔円蓋の狭い部分にも、スムーズにアプローチできます。

視野を確保する S 字カーブ

- 鉗子全体が緩やかな S 字状カーブを描いているので、処置中の視野の確保が容易です。



製品コード	カタログ番号	先 幅	全 長
17850	GY100/26	6.5mm	26cm

ステンレス製

子宮腔部鉗子

Portio Vaginalis Uteri Forceps

IK 単鉤鉗子 ネジ止 / BOX-LOCK

IK Tenaculum Forceps, One Prong




17897

1/2



17896

1/2



製品コード	関節部・規格	全長
17897	ネジ止	25.7cm
17896	BOX-LOCK	25cm


ステンレス製

- 先端部がクランクしていることにより、腔部の視野確保が可能です。
- TLHで子宮マニピュレータートータル(95ページ)のkolpotomyカップを挿入する時に有用です。


マルチン単鉤鉗子 ネジ止/BOX-LOCK
Martin Tenaculum Forceps, One Prong

ミューズ双鉤鉗子 ネジ止
Muzeu Tenaculum Forceps, Two Prongs


双鉤鉗子 BOX-LOCK
Tenaculum Forceps, Two Prongs



18200



18198



KB262/24

製品コード	カタログ番号	関節部・規格	全長
18200	—	ネジ止	26cm
19207	KB255/25	BOX-LOCK	25cm
18312	—	ネジ止・嘴管止付	22.5cm

ステンレス製

製品コード	全長
18198	26.5cm

ステンレス製

製品コード	カタログ番号	全長
19210	KB262/24	24cm


ステンレス製

子宮腔部鉗子

Portio Vaginalis Uteri Forceps

四爪鉤鉗子 ネジ止

Tenaculum Forceps, Four Prongs




KB265/28

製品コード	カタログ番号	全長
19212	KB265/28	28cm

ステンレス製

アトムリン式弯曲鉗子 ネジ止

Atom Lin-Type curved Forceps



CM-5185

製品コード	カタログ番号	有効長
18340	CM-5185	11.5cm

ステンレス製

- 鉗子の中央部が弯曲しているため、子宮鏡やレゼクトスコープなどの操作時に鉗子を持つ手が邪魔にならず、空間競合を起こしづらくなります。