

# 子宮頸管拡張器

## Uterine Cervical Dilators

### 日母型子宮頸管拡張器

J.A.M.W Type Uterine Cervical Dilators

#### ヘガール型



CM-5080


製品コード	カタログ番号	規 格	組 合 せ
18288	CM-5080	ヘガール型 (短)	No. 1～No.20 27本組
18289			No. 1～No.15 22本組
18290			No.16～No.20 5本組

黄銅製Crメッキ

#### ■日母型子宮頸管拡張器規格(短)

ヘガール型寸法							
番号	元の太さ (mm)	先の太さ (mm)	重さ (g)	番号	元の太さ (mm)	先の太さ (mm)	重さ (g)
1	4.0	2.7	28	10	8.8	7.2	79
2	4.5	3.0	32	10.5	9.1	7.5	82
3	5.0	3.5	37	11	9.4	7.8	85
4	5.5	4.0	45	11.5	9.7	8.1	88
5	6.0	4.5	48	12	10.0	8.4	91
5.5	6.25	4.75	51	13	10.5	8.8	94
6	6.5	5.0	55	14	11.0	9.3	97
6.5	6.75	5.25	58	15	12.0	10.0	100
7	7.0	5.5	61	16	13.0	10.5	103
7.5	7.3	5.7	64	17	14.0	11.0	107
8	7.6	6.0	67	18	15.0	12.0	111
8.5	7.9	6.3	70	19	16.0	13.0	115
9	8.2	6.6	73	20	17.0	14.0	120
9.5	8.5	6.9	76				

#### シュレーデル型



CM-5073

製品コード	カタログ番号	規 格	組 合 せ
18291	CM-5073	シュレーデル型 (長)	No. 1～No.20 27本組
18292			No. 1～No.15 22本組
18293			No.16～No.20 5本組

黄銅製Crメッキ

#### ■日母型子宮頸管拡張器規格(長)

シュレーデル型寸法							
番号	元の太さ (mm)	先の太さ (mm)	重さ (g)	番号	元の太さ (mm)	先の太さ (mm)	重さ (g)
1	4.0	2.7	50	10	8.8	7.2	118
2	4.5	3.0	55	10.5	9.1	7.5	121
3	5.0	3.5	62	11	9.4	7.8	124
4	5.5	4.0	63	11.5	9.7	8.1	127
5	6.0	4.5	78	12	10.0	8.4	130
5.5	6.25	4.75	82	13	10.5	8.8	133
6	6.5	5.0	86	14	11.0	9.3	136
6.5	6.75	5.25	91	15	12.0	10.0	139
7	7.0	5.5	100	16	13.0	10.5	142
7.5	7.3	5.7	103	17	14.0	11.0	146
8	7.6	6.0	106	18	15.0	12.0	150
8.5	7.9	6.3	109	19	16.0	13.0	154
9	8.2	6.6	112	20	17.0	14.0	158
9.5	8.5	6.9	115				


本品は吾妻ヘガール(短)、シュレーデル(長)に準じ、直径形状の規格統一を行い、

1 / 2号を7本加えて拡張度合をゆるやかにし、頸管破裂などの損傷を防止する目的で制定された規格品です。

- 先端部には錘を入れ、指定の重さに合わせる。
- 先端から7cmのところ画線をつける。(裏側にも)
- 一般公差 ± 2%。(ただし全長および柄の付近は ± 5%)
- 「日母型」の文字を握り部の両面に刻印する。

# 吾妻子宮頸管拡張器 ヘガール型

Azuma Uterine Cervical Dilators



CM-5077/CM-5078

製品コード	カタログ番号	規格	組合せ
18280	CM-5077	錘 無	No. 1～No.15 15本組
18281			No.16～No.20 5本組
18282			No.21～No.25 5本組
18283			No.26～No.30 5本組
18284	CM-5078	錘 入	No. 1～No.15 15本組
18285			No.16～No.20 5本組
18286			No.21～No.25 5本組
18287			No.26～No.30 5本組

黄銅製Crメッキ

●先端から7cmのところには画線が付けてあります。