


# 有窓鈍匙 / 鋭匙・流産鉗子

## Uterine Curettes / Abortion Forceps

### 日母型有窓鈍匙

J.A.M.W Type Uterine Curettes




製品コード	先幅	全長
18445	4.5mm	28cm
18446	6mm	
18409	9mm	
18412	12mm	
18415	15mm	

刃先: ステンレス製Crメッキ 柄: 銅製Crメッキ 把手: 黄銅製Crメッキ

- 匙部の先端を扁平状にし、刃が半鈍になっており搔爬が容易です。
- 柄は柔軟性があり、曲げやすく作られています。
- 先端から7、10、15cmのところに目盛りが付けてあります。

### ブム早産用有窓鈍匙

Bumm Uterine Curettes




製品コード	刃先	先幅	全長
18301	No.1	8mm	28cm
18302	No.2	9mm	
18303	No.3	12mm	
18304	No.4	14mm	
18305	No.5	17mm	


刃先: ステンレス製Crメッキ 柄: 銅製Crメッキ 把手: 黄銅製Crメッキ

## オルスハウゼン子宮有窓鋭匙

Olshausen Uterine Curettes



【刃先】 No.1 No.2 No.3



【刃先】 No.4 No.5

1/2


製品コード	刃先	先幅	全長
18201	No.1	3.5mm	27cm
18202	No.2	4.5mm	
18203	No.3	5.5mm	
18204	No.4	6.5mm	
18205	No.5	7.5mm	

刃先: ステンレス製Crメッキ 柄: 銅製Crメッキ 把手: 黄銅製Crメッキ

●先端から7cmのところを目盛りが付けてあります。

## ヒルスト流産鉗子 ネジ止

Hirst Abortion Forceps



【先幅】 6mm 7mm 8mm

1/2

製品コード	先幅	全長
18806	6mm	27.5cm
18807	7mm	
18808	8mm	

ステンレス製

●先端から7cmのところを目盛りが付けてあります。