

# 産科聴診器・妊娠暦

## Obstetric Stethoscope / Birth Calendar

### 慶応式産科聴診器

Keio Type Obstetric Stethoscope



CA-1017

製品コード	カタログ番号
17002	CA-1017

木製

### 樋口式産科聴診器

Higuchi Obstetric Stethoscope



CA-1013

製品コード	カタログ番号
17005	CA-1013

木製

### アトム妊娠暦

Atom Birth Calendar



CM-5495

製品コード	カタログ番号	直径	厚さ
17001	CM-5495	76mm	25mm

- 最終月経の第1日を最終月経が始まった日に合わせるだけで、分娩予定日、今日の妊娠週日、胎動自覚がいつ頃かなど、妊娠に関する暦日を算出できます。また、週または日が“満”で直読できます。