

骨盤計・児頭計測器


Pelvimeter / Head Measure

ブライスキー骨盤計

Breisky Pelvimeter



CM-5569



製品コード	カタログ番号	測定範囲
17026	CM-5569	外径:0~45cm・内径:0~40cm

ステンレス製

●骨盤の外径および内径の測定が行えます。

マルチン骨盤計

Martin Pelvimeter



CM-5571

製品コード	カタログ番号	測定範囲
17027	CM-5571	0~50cm

ステンレス製

児頭計測器

Baby Head Measure



製品コード	測定範囲
17029	0~18cm

ステンレス製