

ピンセット


Tissue Forceps

ピンセット 直・無鉤 Forceps



実物大

AB070/13



実物大


AB070/13
[全長] 13cm

ピンセット 直・有鉤 Forceps



実物大

AB080/13



実物大

AB080/13
[全長] 13cm

| 製品コード | カタログ番号 | 全長 |
|-------|----------|--------|
| 17102 | AB070/13 | 13cm |
| 17103 | AB070/14 | 14.5cm |
| 17104 | AB070/16 | 16cm |
| 17105 | AB070/18 | 18cm |
| 17106 | AB070/20 | 20cm |
| 17107 | AB070/25 | 25cm |

ステンレス製

| 製品コード | カタログ番号 | 全長 |
|-------|----------|--------|
| 17120 | AB080/13 | 13cm |
| 17121 | AB080/14 | 14.5cm |
| 17122 | AB080/16 | 16cm |
| 17123 | AB080/18 | 18cm |
| 17124 | AB080/20 | 20cm |
| 17125 | AB080/25 | 25cm |

ステンレス製

アドソンピンセット

Adson Forceps

マイクロアドソンピンセット

Micro-Adson Forceps



AB100/12



AB110/12



AB102/12

| 製品コード | カタログ番号 | 形状 | 全長 |
|-------|----------|-----|------|
| 17168 | AB100/12 | 無 鈎 | 12cm |
| 17170 | AB110/12 | 有 鈎 | 12cm |

ステンレス製

| 製品コード | カタログ番号 | 形状 | 全長 |
|-------|----------|-----|------|
| 17176 | AB102/12 | 無 鈎 | 12cm |

ステンレス製

ピンセット

Tissue Forceps



子宮ピンセット Uterine Forceps

婦人科無傷性ピンセット Gynecological De Bakay Forceps




1/2

AB070/23



1/2

AB866/24




| 製品コード | カタログ番号 | 形状 | 全長 |
|-------|----------|-----|------|
| 17204 | AB070/23 | 無 鈎 | 23cm |
| 17205 | AB080/23 | 有 鈎 | |

ステンレス製


| 製品コード | カタログ番号 | 先幅 | 全長 |
|-------|----------|-------|------|
| 17199 | AB866/24 | 3.5mm | 24cm |

ステンレス製

腔部ピンセット 6×7爪
Vaginal Forceps



1/2



[全長] AB418/23
23cm

AB418/23

| 製品コード | カタログ番号 | 全長 |
|-------|----------|------|
| 17198 | AB418/23 | 23cm |

ステンレス製