


# 開腹器・開創器

## Abdominal Retractor

### ホーツェル二弁腹壁固定器


Houzel Abdominal Retractor



製品コード	サイズ	最大開口幅	左右弁	
			幅	深さ
18117	L	165mm	70mm	60mm
18118	M	155mm	64mm	60mm
18119	S	140mm	58mm	47mm
18120	SS	115mm	50mm	40mm

ステンレス製

吾妻三弁腹壁固定器  
Azuma Abdominal Retractor



製品コード	サイズ	最大開口幅	左右弁		側 鈎	
			幅	深 さ	幅	深 さ
18108	L	165mm	70mm	60mm	92mm	83mm
18109	M	155mm	64mm	60mm	68mm	68mm
18110	S	140mm	58mm	47mm	60mm	60mm
17852	SS	115mm	50mm	40mm	57mm	60mm

ステンレス製