


鉤

Retractor

フリッチ腹壁鉤

Fritsch Retractor



CF-2185/L



CF-2185/M



CF-2185/S

製品コード	カタログ番号	サイズ	幅	深さ	全長
18102	CF-2185	L	60mm	45mm	25cm
18103		M	38mm	30mm	24cm
18104		S	30mm	30mm	24cm


ステンレス製

ランゲンベック扁平鉤


Langenbeck Retractor



AK233/01



AK233/01
幅×深さ 6×25mm



AK233/05
幅×深さ 11×40mm



AK233/06
幅×深さ 11×55mm


1/2

ミニランゲンベック鉤


Mini-Langenbeck Retractor



AK086/10



AK086/10
幅×深さ 6×10mm



AK086/17
幅×深さ 5×17mm

1/2

製品コード	カタログ番号	幅	深さ	全長
19336	AK233/01	6mm	25mm	21.5cm
19337	AK233/05	11mm	40mm	
19338	AK233/06	11mm	55mm	

ステンレス製

製品コード	カタログ番号	幅	深さ	全長
19339	AK086/10	6mm	10mm	16cm
19340	AK086/17	5mm	17mm	

ステンレス製

鉤

Retractor

尿管鉤

Ureter Retractor



18003

子宮翻転器

Uterine Retractor



CM-5358

手術用圧排鉤

Abdominal Retractor



CM-5319

製品コード	先 幅	全 長
18003	9mm	25.5cm

ステンレス製

製品コード	カタログ番号	サイズ	幅	深 さ	全 長
18865	CM-5358	L	35mm	110mm	30cm
18866		M	30mm	80mm	27cm

ステンレス製

製品コード	カタログ番号	サイズ	幅	深 さ	全 長
18096	CM-5319	L	30mm	130mm	21cm
18097		S	25mm	120mm	

ステンレス製

手術用スパーテル
Surgical Spatula



CM-5367

製品コード	カタログ番号	サイズ	幅	深さ	全長
18195	CM-5367	L	40mm	110mm	29cm
18196		S	30mm	100mm	28cm

ステンレス製

東大式膀胱圧定器
UTokyo Bladder Retractor



CM-5366

製品コード	カタログ番号	先幅	深さ	全長
18105	CM-5366	54mm	90mm	23.5cm

ステンレス製

膀胱用側板
Bladder Retractor



CM-5365

製品コード	カタログ番号	先幅	深さ	全長
18041	CM-5365	30mm	75mm	16cm

ステンレス製

鉤

Retractor

岡林直腸鉤

Okabayashi Rectal Retractor



18002

製品コード	幅	深さ	全長
18002	41mm	245mm	35.1cm

ステンレス製

直腸圧定鉤

Rectal Retractor



18870

製品コード	幅	深さ	全長
18870	29mm	155mm	30cm

ステンレス製

ミクリッチ腸圧定筥
Mikulicz Intestinal Spatula



CF-2186

製品コード	カタログ番号	幅	深さ	全長
18106	CF-2186	35mm	110mm	27cm

ステンレス製

柔軟性腸圧定筥
Abdominal Spatula



AK800/12

製品コード	カタログ番号	幅	全長
19352	AK800/12	12mm	20cm
19353	AK800/17	17mm	
19354	AK804/30	30mm	33cm
19355	AK804/40	40mm	
19356	AK804/50	50mm	

ステンレス製